

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Spr. nr ZP/251/I-13/2013

Pakiet nr 2 – materiały do sterylizacji

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jednostka miary	Zamawiana ilość	NAZWA/ PRODUCENT	Cena jedn. netto	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość brutto (zł)
1.	Metkownica trzyczędowa numeryczna drukująca etykiety umożliwiające zapis informacji dotyczących: daty sterylizacji, daty przydatności pakietu, numeru autoklawu, numeru cyklu sterylizacji, kodu operatora (BLITZ C17 lub równoważna)	szt.	1					
2.	Rolka do metkownicy z poz. 1.	rolka	3					
3.	Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi, op. - 500szt.	op.	150					
4.	Test biologiczny - fiolkowe wskaźniki biologiczne, para wodna, czas odczytu po 24 godz. (op. 100szt.)	op.	7					
5.	Rękaw do sterylizacji - 200mm x 200m (kierunek otwierania tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m ² , grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 umieszczona na rękawie.	rolka	26					
6.	Rękaw do sterylizacji - 120mm x 200m (kierunek otwierania tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m ² , grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 umieszczona na rękawie.	rolka	27					

7.	Rękaw do sterylizacji - 100mm x 200m (kierunek otwierania tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m ² , grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 umieszczona na rękawie.	rolka	20					
8.	Rękaw do sterylizacji - 75mm x 200m (kierunek otwierania tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m ² , grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 umieszczona na rękawie.	rolka	30					
9.	Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny kl. IV do kontroli sterylizacji parą wodną. Informacja o klasie testu na każdym teście, op. 500szt.	op.	150					
10.	Test zintegrowany V kl. Do kontroli sterylizacji z przesuwalną substancją wskaźnikową w dwóch niezależnych okienkach. Informacja o klasie testu na każdym teście, op. 100szt.	op.	27					
11.	Torebki samoklejące 90x230 mm, op. 200 szt.	op.	7					
12.	Torebki samoklejące 57x105 mm, op. 200 szt.	op.	3					
13.	Sporal A (op. 10 szt.)	op.	8					
RAZEM:							X	

....., dnia

.....
 /podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
 upoważnionej do jego reprezentowania /